

COVID-19

RECOMENDACIONES

PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECCIÓN OCULAR

Colocación

- 1) Colocarla sobre los ojos y pasar el elástico por detrás de la cabeza.
- 2) Ajustar los costados sobre las orejas.

Retiro

- 1) Para retirarlos sujetarlos de las tiras de la cabeza y de las patillas. Elevar por encima de la cabeza.
- 2) Colocarlos en un lugar para el lavado.




Colocación de máscara facial


Lavar las manos con agua y jabón por 40 segundos o colocar alcohol en gel

Con una mano se toma la máscara de la parte inferior y con la otra se toma la vincha de agarre.

Se coloca en el rostro haciendo que el protector quede en la frente. La parte de atrás centrada.



Verificar que tenga el ajuste necesario para que no se caiga ni apriete.



Recomendamos utilizar la máscara junto con el barbijo, para lograr una prevención total de la vista y las vías respiratorias.